

CLEANLINE TEST LAVEUR ULTRASONS

CL SONIC CHECK 010030

Le test du laveur à ultrasons contient du matériel conforme à la norme ISO 15883-5 pour la validation et le contrôle de routine du laveur à ultrasons.

DOMAINES D'APPLICATION

Test pour vérifier la cohérence du niveau du laveur à ultrasons.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Initial : couleur bleue
Après le test : jaune

La couleur passe du bleu au jaune, indiquant la présence d'énergie de cavitation. En cas de résultats défavorables, l'utilisateur doit vérifier les points suivants:

les fonctions mécaniques
l'énergie de cavitation
le temps de nettoyage
l'état général du laveur

CONDITIONNEMENT



30 pièces/boîte - 50 boîtes/carton.



14/05/2024

CLEANLINE BV

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem
T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be
www.cleanline.be