

CLEANLINE WAS DESINFECTIE TEST

CL DESINFECTOR TEST 010500

De desinfectie-efficiëntietest voor desinfecterende wasmachines met PCD-frameontwerp bevat testmateriaal, conform ISO 15883, voor de validatie en routinematige controle van de reinigingsefficiëntie van de reinigings- en desinfectieprocessen.

TOEPASSINGSGBIED

Het controleren van de desinfectieprocessen van de desinfecterende wasmachines.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	1.6 cm x 5.5 cm
Kleur	Initieel : bruin (bordeaurood) Na proces : origineel metaal-kleur

Tijdens het reinigingsproces verandert de kleur van de indicator van bruin (bordeaurood) naar de oorspronkelijke metaal-kleur.

Indien er ongunstige resultaten optreden, moeten volgende zaken gecontroleerd worden:


- * kwaliteit en hoeveelheid van het reinigingsmiddel
- * reinigingstijd
- * temperatuur
- * algemene toestand van de machine



VERPAKKING



10 stuks/pak
500 stuks/karton



versie 1 - 30/04/2024

CLEANLINE BV

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem
T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be
www.cleanline.be