

# CLEANLINE ULTRASONIC WASHER TEST

## CL SONIC CHECK 010030

Ultrasonic washer test bevat materiaal in overeenstemming met ISO 15883-5 voor de validatie en routinecontrole van de ultrasonic wasmachine.

### TOEPASSINGSGBIED

Test om het niveau van de ultrasonic wasmachine te controleren op consistentie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Initieel kleur: blauw Na proces: geel
-------	--

De kleur wijzigt van blauw naar geel en geeft de aanwezigheid van cavitatie-energie aan.

Indien er ongunstige resultaten voordoen moeten gebruikers het volgende controleren:

- \* mechanische functies
- \* cavitatie-energie
- \* reinigingstijd
- \* algemene staat van de wasmachine

### VERPAKKING



30 stuks/doosje  
50 doosjes/karton

BEFORE



AFTER



versie 1 - 30/04/2024

CLEANLINE BV

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem  
T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be  
www.cleanline.be