

# CLEANLINE **Medline clippermes grijs**

## ML SURG RAZER 010050

Disposable ergosafe mesjes voor chirurgische tondeuse (clipperbody met oplader Medline DYND70800EU).

CUB 1 - Universeel Ergosafe mesje : algemeen gebruik voor lichaamshaar

### TOEPASSINGSGBIED

De chirurgische tondeuse wordt gebruikt om de plek op het lichaam waar de ingreep plaatsvindt te ontharen.

DYND70800EU - Tondeuse en oplader



### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Grijs
Gebruik	Algemene lichaamsontharing
Reinigen/desinfecteren	Zeep en water - afspoelen met heet of koud water en dan afdrogen

Opslag:

Temperatuur: -10°C tot +60°C  
Luchtvochtigheid: 10% tot 100% RH  
Druk: 500hPa – 1060hPa

Mesjes: Polyoxymethyleen en roestvrijstaal  
Producten bevatten geen ftalaten. Latexvrij.



### VERPAKKING



50 x 1st/doos



Versie 1 - 03/05/2024

CLEANLINE BV  
Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem  
T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be  
www.cleanline.be